

1 + 1 = Charisma

Presentando:

El nuevo miembro de la familia Charisma con partículas sub-micrónicas

Charisma OPAL.

Charisma Opal - Ventajas

- Basado en años de experiencia con Charisma
- Sistema de color compacto con 14 tonos
- Fácil adaptación de color, gracias al colorímetro de 2 capas hecho con resina de Charisma Opal
- Efectos fluorescentes y opalescentes naturales, así como opacidades optimizadas
- Nueva jeringa ergonómica con fácil identificación de color

Antes



Después



Dra. Donna Abarquez, Filipinas

La nueva Charisma® OPAL.

CHARISMA®

Simplicidad + Usabilidad = Belleza

El nuevo Charisma® Opal - Naturalidad + Belleza = Conveniencia

Charisma® OPAL. Belleza fácil de lograr

Charisma Opal, el nuevo composite fotocurable híbrido universal con partículas de relleno sub-micrónicas, está basado en Microglass® radio- opaco y dióxido de silicio para proveer un efecto “camaleón” pronunciado y una alta radio-opacidad.

Indicaciones

- Obturaciones clase I-V según Black
- Correcciones de forma y color (p.ej. cierre de diastema)
- Ferulización de dientes (p.ej. después de un trauma)
- Restauraciones en dientes de leche
- Reparación temporal de cerámica y composite (indirecto)
- Carillas directas
- Confección de muñones

El colorímetro de 2 capas

Una de las causas más comunes para cambiar una restauración es un color inadecuado. Charisma Opal cuenta con un colorímetro de 2 capas, hecho a mano del mismo composite. La selección de color nunca ha sido tan fácil.



Charisma® OPAL. Colores naturales

Translucidez Opalescencia Fluorescencia




Las características intrínsecas de color reproducen el color de la sustancia dentaria adyacente, considerando efectos opalescentes, fluorescentes y translucidos. Ya no es necesario invertir mucho tiempo para lograr resultados altamente estéticos -¡Charisma Opal lo hace para Usted!

Charisma® OPAL - Descripción y Propiedades Comprobadas

Según investigadores alrededor del mundo, Charisma Opal cumple con todas las exigencias de un composite universal, ya que combina una excelente estética con propiedades físicas equilibradas.

Charisma® OPAL. Fácil de pulir

Aspereza de la superficie después del pulido



Fuente: Instituto Fraunhofer IWM, Freiburg, Alemania
No publicado. Data on file.

Producto

Art. No.

➤ SYR - A1 _____	66037689	➤ SYR - A2 _____	66037690
➤ SYR - A3 _____	66037702	➤ SYR - A3.5 _____	66037701
➤ SYR - A4 _____	66037703	➤ SYR - B1 _____	66037704
➤ SYR - B2 _____	66037705	➤ SYR - B3 _____	66037706
➤ SYR - C2 _____	66037688	➤ SYR - BL (Bleach) _____	66037686
➤ SYR - 0L (Opaque Light) _____	66037684	➤ SYR - 0M (Opaque Medium) _____	66037683
➤ SYR - 0D (Opaque Dark) _____	66037685	➤ SYR - 0O (Clear Opal) _____	66037687
➤ Charisma Opal/GLUMA Comfort Bond + Desensitizer _____		66038307	
Basic Syringe Combi			
➤ Charisma Opal/GLUMA Comfort Bond + Desensitizer _____		66038308	
Master Syringe Combi			
➤ Charisma Opal 2-Layer shade guide _____		66037881	

